

Transferindo arquivos entre seu computador pessoal e a rede LabFis

Você pode transferir arquivos de modo seguro do seu computador, com sistema operacional windows, para a rede AVAIF usando o **WinSCP**. Para isso, siga os seguintes passos:


1. Transfira e instale o pacote com os arquivos do WinSCP do seguinte endereço:

[Página Oficial de Download do WinSCP](#)

2. Rode o Winscp:



A seguinte janela deve aparecer:



Preencha os campos como mostrado:

Session

Host name: uranium.fis.unb.br

Port number: 22

User name: use o mesmo login que você usa nos laboratórios do IF/UnB


Password: use a mesma senha que você usa nos laboratórios do IF/UnB

Private key file: deixe em branco

File protocol: SFTP


Clique em **Login**.

3. A seguinte tela aparecerá:



Clique no botão **Yes**.

4. Se tudo correu bem, você terá a tela do Winscp, que permitirá transferir arquivos entre sua máquina e o servidor da **LabFis**, e vice-versa. Na tela abaixo, você tem um exemplo de sessão aberta, via SFTP, entre sua máquina e a **uranium.fis.unb.br**. A parte da esquerda da tela corresponde à área de disco no seu computador e a da direita, sua área de disco na rede **LabFis**. Arrastando e soltando arquivos de um lado para o outro, você poderá enviar/receber cópias de arquivos de um computador para o outro.



5. Não se esqueça de **encerrar a sessão**. Abra o menu **Session** e clique em **Disconnect** (Shift+Ctrl+D):

